

# 馬用人工授精・受精卵移植器具 総合カタログ

株式会社 野 澤 組

本社機械部

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-5-2

TEL 03-3528-8106

machinery@nosawa.co.jp

北海道営業本部

〒080-0048 北海道帯広市西18条北1丁目1番地2

TEL 0155-67-5025

hokkaido@nosawa.co.jp

[www.totalapproach.co.jp](http://www.totalapproach.co.jp)





## 馬人工授精・受精卵移植器具

改訂： 2023年10月03日

| 馬人工授精器具   | 品 番    | 規 格 等  |
|---|--------|--|
| <b>馬人工授精精液注入用カテーテル</b><br>馬の人工授精用の精液注入棒と精液注入用カテーテル<br>材質： ポリプロピレン（カテーテル部）、ステンレス（スタイレット部）、他 電子線滅菌済 |        |  |
|                  | 019839 | 馬人工授精精液注入用カテーテル<br>販売単位：50本<br>長さ：815mm          |
|                 | 019892 | 馬人工授精精液注入器（スタイレット）<br>販売単位：1本                    |
|                | 007356 | 馬人工授精精液注入用カテーテル（シリンジなし）<br>販売単位：150本<br>長さ：744mm |

| 馬受精卵注入器   | 品 番    | 規 格 等                              |
|---|--------|------------------------------------|
| <b>馬受精卵注入器D8</b><br>ストロー内の受精卵を馬の子宮体部に注入する器具 材質：ステンレス                                | 024857 | 馬受精卵注入器D8                          |
|  |        |                                    |
| <b>馬受精卵用ストローD8</b><br>受精卵凍結用ストロー 材質：ポリエチレンテレフタレート (PETG)                            |        |                                    |
|  | 017531 | 馬受精卵用ストローD8<br>2本 x 4パック x 2 / セット |
| <b>馬受精卵注入器D8用サヤ</b><br>受精卵注入器用外筒 材質：PVC   |        |                                    |
|  | 017532 | 馬受精卵注入器D8用サヤ<br>50本/袋              |

| 馬用人工膾  | 品 番                                | 規 格 等  |
|--|------------------------------------|--|
| <p><b>馬用人工膾INRAモデル</b><br/>馬精液採精用人工膾 材質：PVC（人工膾）、内・外ライナー（ラテックス）他</p>    | 021933                             | 馬用人工膾INRAモデル                                       |
| <p><b>ライナー</b><br/>内ライナー 材質：ラテックス</p>  <p>外ライナー 材質：ラテックス</p>  <p>ディスポーサブルライナー 材質：機能性ポリオレフィン</p>  | 005176<br><br>005177<br><br>017585 | 内ライナー<br><br>外ライナー<br><br>ディスポーサルライナー 50枚<br>50枚/袋 |
| <p><b>コーン</b><br/>コーン 材質：ラテックス</p>    | 005200                             | コーン  |

| 馬用人工腔   | 品 番    | 規 格 等                |
|---|--------|----------------------|
| <p>ラバーバンド<br/>ラバーバンド 材質：ラテックス</p>  | 019265 | ラバーバンド               |
| <p>保護カバー<br/>保護カバー 材質：ネオプレン</p>   | 006639 | 保護カバー                |
| <p>精液採取ボトル<br/>精液採取ボトル</p>       | 005134 | ボトル 100ml<br>販売単位：3本 |