



トップブルストロー



トップブルストローは、高品質精液用に開発されたストローです。低吸収技術により、綿栓に吸収される精液の量が当社従来のストローと比べ、減少しています。ストローは厳密な公差内で製造されており、精液量の正確性と一貫性が向上しています。これらの特徴の組み合わせで、当社従来のストローと比べ、3.5%多くのストローを製造できます。


綿栓部の構造（標準ストローとの違い）

▶ 標準ストロー



標準ストローは1963年にIMVテクノロジーズ社の創業者であるロバート・カサーによって開発され、世界中で使用されてきました。

▶ トップブルストロー



綿栓部に半硬質ロッドが使用されており、精液の吸収率を抑えます。IMV社でのトライアルでは当社従来のストローと比べ、1回の採精あたり10～15本多くのストローを生産できました。

- ・ 容量:0.25mL
- ・ 入り数:2,000本/袋



▶ トップブル注入器 ▶ トップブル注入器用サヤ

トップブル注入器とトップブル注入器用サヤを併用することで、注入器、サヤ、トップブルストローのフィット感が向上。精液を無駄にせず、正確な人工授精が可能です。

株式会社 野澤組 機械部 <https://www.totalapproach.co.jp/> 野澤組のトータルアプローチ

本社 機械部 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-5-2 (東宝日比谷プロムナードビル)

電話: (03) 3528-8106 FAX: (03) 3528-8125

北海道営業本部 〒080-0048 北海道帯広市西18条北1-1-2

電話: (0155) 67-5025 FAX: (0155) 67-6207

九州営業所 〒862-0954 熊本県熊本市中央区神水2-10-7 (光永ビル)

電話: (096) 381-3914 FAX: (096) 381-3841

